

Calcetines de compresión para miembros residuales

Nuestros calcetines de compresión para muñón son un complemento importante para el cuidado posoperatorio del muñón. Garantizan una presión constante sobre el muñón, que disminuye de distal a proximal, y al mismo tiempo ofrecen un alto nivel de comodidad al usuario.

Beneficios más importantes

- ✓ Alto nivel de comodidad para el usuario y fácil manejo
- ✓ Puede usarse para prevenir la hinchazón postraumática después de la amputación.
- ✓ Buena fijación de tejidos blandos y rápida disipación.
- ✓ Compresión uniforme
- ✓ Evita que la media de compresión del muñón se deslice hacia abajo
- ✓ Transpirable con adhesión simultánea

Área de aplicación


La media de compresión para el muñón es un reemplazo posoperatorio de los vendajes envueltos. Se utiliza después de una amputación para prevenir la hinchazón postraumática, mejorar la circulación en el muñón y prevenir edemas después de retirar la prótesis.

Contraindicaciones

Por ejemplo: enfermedad arterial oclusiva, insuficiencia cardíaca congestiva. (la decisión la toma su médico.)

Para satisfacer las necesidades individuales de sus pacientes, ofrecemos medias de compresión para el muñón, para el muslo y la parte inferior de la pierna, en dos clases de compresión y en distintos tamaños.

Para el muslo (con banda para la cintura)



1 Selección de clase de compresión

clase de compresión 1 451F12

clase de compresión 2 451F11

2 selección de tamaño

Tamaño	Circunferencia g 41 – 44	Circunferencia mi
XS	cm	29-31cm
S	44 – 48 cm	31-34cm
—	48 – 52 cm	34-37cm
I	52 – 56 cm	37 – 40 cm
SG	56-60cm	40-43cm
XL	60 – 64 cm	43-46cm


3 Selección de longitud

Longitud (L)=ge: 20, 25, 30, 35 cm

4 Ejemplo de pedido

451F12=XS-20

Para la parte inferior de la pierna (banda de suspensión con puntos de silicona)



1 Selección de clase de compresión

clase de compresión 1 451F13

clase de compresión 2 451F10

2 selección de tamaño

Tamaño	Circunferencia f	Circunferencia e	Circunferencia c
XS	39-41cm	29-31cm	27-29cm
S	41-44cm	31-34cm	29-32cm
—	44-47cm	34-37cm	32-35cm
I	47-50cm	37 – 40 cm	35-38cm
SG	50-53cm	40-43cm	38-41cm
XL	60 – 64 cm	43-46cm	41-44cm

3 Selección de longitud

Largo (L)=fc: 30, 38, 46 cm

4 Ejemplo de pedido

451F13=XS-30-N