

ICEROSS COMFORT® CUSHION




Iceross Comfort Cushion es un liner diseñado para muñones con prominencias óseas propensas a picos de presión y/o con forma cónica. Está fabricado con la silicona Sensil® de Össur y una cubierta de tejido de nylon.

Össur recomienda usar el liner Iceross Comfort Cushion en combinación con la rodillera Iceross Sleeve y la serie Icelock® 500.

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Bajo a moderado
Información del encaje de silicona	
Talla:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40*.
Perfil:	3mm o 6mm

* Talla 40 solo disponible en el perfil de 3mm.



MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



CUSHION

CARACTERÍSTICAS



CUBIERTA

REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS COMFORT CUSHION

Ref.	Perfil	Suspensión
I-CL53XX	3mm	Cushion (almohadillado)
I-CL56XX	6mm	Cushion (almohadillado)