


ICEROSS SEAL-IN® TRANSFEMORAL



El liner Iceross Seal-In TF ofrece seguridad y libertad de movimiento para usuarios con amputación transfemoral y elevado nivel de actividad. Una resistente cubierta de tela permite la expansión radial y una cómoda elasticidad.

Combine la tecnología de Seal-In con el sistema de vacío Unity para la estabilización de las fluctuaciones del volumen y un cómodo ajuste del encaje durante todo el día.

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transfemoral
Niveles de impacto:	Todos
Información del encaje de silicona	
Talla:	25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,45,50,55.
Talla cónica:	25,26.5,28,30,32,34,36,38.
Perfil:	3mm
Matriz:	Total



MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



SEAL-IN

CARACTERÍSTICAS



MATRIZ ESTABILIZADORA



CUBIERTA



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL



SUPERFICIE INTERNA SUAVE



CONICAL

LONGITUD MÍNIMA RECOMENDADA DEL MIEMBRO RESIDUAL

Tamaños del liner	Longitud mínima
25-30	125 mm
32-40	135 mm
45-50	155 mm
55	165 mm

REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS TRANSFEMORAL SEAL-IN

Ref.	Perfil	Suspensión	Matriz
I-7532XX	Estándar 3mm	Seal-In	Total
I-7632XX	Cónico 3mm	Seal-In	Total