

ICEROSS SEAL-IN® V TRANSTIBIAL CON WAVE





Iceross Seal-In V incluye la tecnología de Seal-In en un diseño sin rodillera con una membrana de sellado integrada y un extremo distal blando que favorece el ajuste y la comodidad. La membrana Seal-In tiene hojas de adaptación de volumen incorporadas al sellado que se adaptan a las fluctuaciones de volumen y cambios en la forma.

Iceross Seal-In V está disponible con el sellado en dos ubicaciones diferentes; estándar y perfil alto. Seleccione la versión de perfil alto cuando la longitud del muñón lo permita, especialmente en el caso de puntos sensibles en la cresta tibial distal.

Combine la tecnología de Seal-In con el sistema de vacío Unity para la estabilización de las fluctuaciones del volumen y un cómodo ajuste del encaje durante todo el día.

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Todos
Información del encaje de silicona	
Talla:	18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36.
Perfil:	3mm Wave



MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



SEAL-IN V

CARACTERÍSTICAS



CUBIERTA



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL



SUPERFICIE INTERNA SUAVE




WAVE

LONGITUD MÍNIMA RECOMENDADA DEL MIEMBRO RESIDUAL

Talla	Longitud mínima del muñón*	
	Perfil Estándar	Perfil Alto
18-20	9cm	13cm
21-25	10cm	14cm
26-30	11cm	15cm
31-36	12cm	15cm

*Formas de muñón y preferencia de línea de corte son variable, valores de longitud residuales mínimas son aproximados únicamente.



REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS SEAL-IN V TRANSTIBIAL LINER CON WAVE

Ref.	Perfil	Suspensión
I-4713XX	Wave 3mm	Seal-In V
I-4723XX	Wave 3mm	Seal-In V Perfil Alto