

ICEROSS® SPORT LOCKING




Iceross Sport está diseñado para usuarios activos que que experimentan una mayor tensión en el muñón y requieren mayor estabilidad y un estrecho ajuste.

Con un diseño único de silicona de doble capa y un sistema de control de rotación avanzado, Iceross Sport proporciona una absorción efectiva de los impactos y estabilidad rotacional.

Iceross Sport está diseñado específicamente para proporcionar la estabilidad y el apoyo necesarios para un estilo de vida activo.

Össur recomienda usar el liner Iceross Sport en combinación con la serie Icelock® 600.



Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Alto, deportivo
Información del encaje de silicona	
Talla:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34.
Perfil:	3mm
Matriz:	10cm o a medida 2-14cm*

MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



LOCKING

CARACTERÍSTICAS



MATRIZ ESTABILIZADORA



CUBIERTA



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL



DOBLE DURÓMETRO

REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS SPORT

Ref.	Perfil	Suspensión	Matriz	Items
I-1033XX	3mm	Locking (anclaje)	10cm	N/A
I-1233XX	3mm	Locking (anclaje)	A medida 2-14cm*	N/A

* Para matriz a medida, por favor indique la longitud que necesita en su pedido. Los pedidos a medida y especiales no son retornables. Por favor, tenga en cuenta que las desviaciones de fabricación de la matriz estabilizadora pueden ser de +/- 1.5cm