


ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING



Iceross Synergy combina dos durómetros de silicona diferentes para proporcionar el equilibrio perfecto entre comodidad y estabilidad.

Una firme capa externa de silicona proporciona una amortiguación y una estabilidad sobresalientes para un uso activo, mientras que una capa interna más blanda, con absorción de impactos, nutre la piel, todo lo cual favorece la suspensión y la comodidad.

Össur recomienda usar el liner Iceross Synergy en combinación con la serie Icelock® 600.



Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Moderado a extremo
Información del encaje de silicona	
Talla:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Perfil:	3mm
Matriz:	10cm o a medida 2-14cm*

MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



LOCKING

CARACTERÍSTICAS



MATRIZ ESTABILIZADORA



CUBIERTA



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL



SUPERFICIE INTERNA SUAVE



DOBLE DURÓMETRO

REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS SYNERGY LOCKING

Ref.	Perfil	Suspensión	Matriz
I-6003XX	3mm	Locking (anclaje)	10cm
I-6203XX	3mm	Locking (anclaje)	A medida 2-14cm*

* Para matriz a medida, por favor indique la longitud que necesita en su pedido. Los pedidos a medida y especiales no son retornables. Por favor, tenga en cuenta que las desviaciones de fabricación de la matriz estabilizadora pueden ser de +/- 1.5cm.