

ICEROSS® TRANSFEMORAL LOCKING




Iceross Transfemoral Locking es un liner de suspensión diseñado para proporcionar estabilidad y control a usuarios con amputación transfemoral.


Una resistente cubierta de tela permite la expansión radial y una cómoda elasticidad.

Össur recomienda usar el liner Iceross Transfemoral en combinación con la serie Icelock® 200.

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transfemoral
Niveles de impacto:	Todos
Información del encaje de silicona	
Talla:	25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,42,45,50,55.
Talla cónica:	23.5,25,26.5,28,30,32,34,36,38,40,42.
Perfil:	2mm estándar y 3mm cónico
Matriz:	Total



ESTÁNDAR



CÓNICA



MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



LOCKING

CARACTERÍSTICAS



MATRIZ ESTABILIZADORA



CUBIERTA



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL



SUPERFICIE INTERNA SUAVE



CÓNICO

REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS TRANSFEMORAL LOCKING

Ref.	Perfil	Suspensión	Matriz
I-7032XX	Estándar 2mm	Locking (anclaje)	Total
I-7132XX	Cónica 3mm	Locking (anclaje)	Total