

LINER TRANSFEMORAL ASPIRE® LOCKING





Aspire Transfemoral Locking es un liner de suspensión diseñado para proporcionar a los pacientes amputados transfemorales estabilidad y control. Su cubierta de tela ofrece una cómoda elasticidad y más durabilidad.

La adaptación del pin ofrece una suspensión segura y la silicona de su liner es suave con la piel, esto hace la combinación que coincide con las necesidades de los pacientes transfemorales.

La forma cónica está diseñada para proporcionar un ajuste cómodo. Este liner es apto para pacientes con extremidades residuales de forma cónica.

La forma cónica tiene la intención de ayudar a prevenir que los bordes del extremo proximal se deslicen o enrollen hacia abajo.



Información para el usuario	
Nivel de amputación:	Transfemoral
Nivel de impacto:	Todo
Información del liner	
Tamaño:	25,26.5,28,30,32,34,36,38
Perfil:	3mm Cónico
Matriz:	Longitud total

MÉTODO DE SUSPENSIÓN



LOCKING

CARACTERÍSTICAS



MATRIZ ESTABILIZADORA



CUBIERTA DE TELA



INTERIOR SUAVE



CÓNICO

INFORMACIÓN DE NÚMERO DE PARTES

Parte#	Perfil	Método de suspensión	Matriz
AS-ACL1XX	3mm	Locking	Longitud total