

# INTRODUCCIÓN

## INFORMACIÓN PARA USUARIOS

El liner de silicona es clave para la comodidad, suavidad y estabilización de tejidos. La función de bloqueo ofrece a los usuarios una suspensión firme, segura y cómoda. La silicona proporciona la interfaz adecuada para garantizar un buen ajuste y sensación de bienestar durante todo el día.

## INFORMACIÓN PARA EL ESPECIALISTA


La silicona firme pero suave de los liners de Aspire, proporcionan más durabilidad y mejor estabilización de los tejidos blandos. Además, reduce las fuerzas de cizallamiento y la presión dentro del socket.

## LINER TRANSTIBIAL ASPIRE® LOCKING




La cubierta de tela facilita la colocación y retirada, mientras que la matriz estabilizadora minimiza el pistoneo.

El perfil de 3 mm se extiende y se adapta bien a muchas formas individuales de muñones. Tiene el mismo perfil que el resto de los liners de bloqueo de 3 mm de Össur.



Información para el usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Nivel de impacto:	Bajo a alto
Información del liner	
Tamaño:	18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36
Perfil:	3mm
Matriz:	10cm



### MÉTODO DE SUSPENSIÓN



LOCKING

### CARACTERÍSTICAS



MATRIZ ESTABILIZADORA



CUBIERTA DE TELA

### INFORMACIÓN DE NÚMERO DE PARTES

Parte#	Perfil	Método de suspensión	Matriz
AS-BLLxx	3mm	Locking	10cm