

ACCESORIOS

ALMOHADILLAS ICEROSS (PARCHES DE SILICONA)

Las almohadillas Iceross están diseñadas para la distribución de la presión en áreas muy cargadas, como almohadillado sobre prominencias óseas y como relleno para huecos profundos y muñones con cicatrices.

Información			
Ref.	Talla	Grosor	Útil para las tallas de Iceross
I-610338	37mm	10mm	12-20
I-610348	45mm	10mm	22-23.5
I-610358	54mm	10mm	25-28
I-610368	62mm	10mm	30-32
I-610378	70mm	10mm	34-36
I-610388	77mm	10mm	38-42
I-610398	86mm	10mm	45

