

EasyLiner®

N.º de patente 6,454,812* | 7,709,570 | 7,709,570

ALPS® EasyLiner® contiene un antioxidante de liberación prolongada, un efectivo eliminador de radicales libres y grupos hidroxilo, con efectos beneficiosos para la piel.

Proporciona la suavidad, resistencia y almohadillado derivados de usar ALPS® EasyGel, aliviando la extremidad residual de la tensión creada por las fuerzas verticales y de cizallamiento. Se adapta delicadamente a la forma de la extremidad residual sin restringir el flujo de sangre. Se lo pueden colocar fácilmente incluso los usuarios geriátricos o con poca destreza manual.



Material



EasyGel

Tejido



Tejido beige

Nivel de actividad



K1 ✓



K2 ✓



K3 ✓



K4 ✓

Espesor



3 mm



6 mm



3/6 mm

Beneficios clave



Indicado para pieles delicadas y usuarios diabéticos gracias a los antioxidantes contenidos en el gel



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de EasyGel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Además alivia la piel de la tensión generada por las fuerzas de cizalladura gracias a su bajo coeficiente de fricción estática



Se adapta delicadamente a la forma de la extremidad residual y no perturba el flujo de sangre



Fácil de colocar incluso para usuarios con poca destreza manual

EasyLiner® ELDT/ELFR. Tabla de medidas.


Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.

Tamaño medido (cm)	Con pin 3 mm, 6 mm, 6/3 mm o 9 mm	Sin pin 3 mm, 6 mm, 6/3 mm o 9 mm
10-15 cm	N.A.	ELFR10-(3 o 6)
16-19 cm	ELDT16-(3, 6, o 6/3)	ELFR16-(3, 6, o 6/3)
20-23 cm	ELDT20-(3, 6, o 6/3)	ELFR20-(3, 6, o 6/3)
24-25 cm	ELDT24-(3, 6, 6/3, o 9)	ELFR24-(3, 6, 6/3, o 9)
26-27 cm	ELDT26-(3, 6, o 6/3)	ELFR26-(3, 6, o 6/3)
28-31 cm	ELDT28-(3, 6, 6/3, o 9)	ELFR28-(3, 6, 6/3, o 9)
32-37 cm	ELDT32-(3, 6, o 6/3)	ELFR32-(3, 6, o 6/3)
38-43 cm	ELDT38-(3, 6, o 6/3)	ELFR38-(3, 6, o 6/3)
44-53 cm	ELDT44-(3, 6, o 6/3)	ELFR44-(3, 6, o 6/3)


Sección transversal



ELFR
Sin pin



ELDT
Con pin
MATRIZ REFORZADA



Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en
5 sencillos pasos

