

Flex Sleeve

La rodillera de suspensión protésica ALPS® Flex Sleeve (SFX) combina un tejido entretejido sin costuras con un gel de alta densidad para ofrecer máxima comodidad y altas prestaciones.

La SFX proporciona una flexión previa de 30° que facilita la flexión y reduce el enrollamiento detrás de la rodilla.

Está indicada para usuarios con actividad media y alta.



Material



High Density Gel

Tejido



Tejido
entretejido sin
costuras

Nivel de actividad



K1



K2 ✓



K3 ✓



K4 ✓

Espesor



3 mm

Beneficios clave



Minimiza la compresión y la irritación proximales



Facilita la flexión de la rodilla y ayuda a evitar que el liner se enrolle en la corva



El gel de alta densidad asegura un control excelente incluso a los usuarios más activos



Disponible con 3 mm de espesor y dos colores a elegir



Ofrece la suspensión firme de la pierna protésica



Recomendado para prótesis impermeables

Rodillera Flex Sleeve SFX. Tabla de medidas

Mida la circunferencia de la pierna 10 cm por encima del centro de la rodilla.

Tamaño medido (cm)	3 mm beige	3 mm gris
34-37 cm	SFX20-3B	SFX20-3G
36-39 cm	SFX23-3B	SFX23-3G
38-42 cm	SFX26-3B	SFX26-3G
41-46 cm	SFX29-3B	SFX29-3G
45-50 cm	SFX32-3B	SFX32-3G

Sección transversal



Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en 5 sencillos pasos

