

General Purpose Liner

N.º de patente 6,454,812*

El liner General Purpose incorpora la suavidad, resistencia y amortiguamiento de nuestro Grip Gel, aliviando la extremidad residual de la tensión generada por las fuerzas verticales y de cizallamiento. La elasticidad superior de este liner protésico significa que no se restringe el flujo sanguíneo y que el liner se puede adaptar con delicadeza a la forma de la extremidad residual. Incluso los usuarios geriátricos o con poca destreza manual se lo colocan fácilmente.



Material



GripGel

Tejido



Tejido beige

Nivel de actividad



K1 ✓



K2 ✓



K3



K4

Espesor



3 mm

6 mm

Beneficios clave



Se adapta delicadamente a la forma de la extremidad residual y no perturba el flujo de sangre



Fácil de colocar incluso para usuarios con poca destreza manual



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de Grip Gel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Suspensión segura de la prótesis gracias a las propiedades adhesivas extraordinarias de Grip Gel

General Purpose Liner GPDT/GPFR. Tabla de medidas.

Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.


Tamaño medido (cm)	Con pin 3 mm o 6 mm uniforme	Sin pin 3 mm o 6 mm uniforme
16-19 cm	GPDT16-(3 o 6)	GPFR16-(3 o 6)
20-23 cm	GPDT20-(3 o 6)	GPFR20-(3 o 6)
24-25 cm	GPDT24-(3 o 6)	GPFR24-(3 o 6)
26-27 cm	GPDT26-(3 o 6)	GPFR26-(3 o 6)
28-31 cm	GPDT28-(3 o 6)	GPFR28-(3 o 6)
32-37 cm	GPDT32-(3 o 6)	GPFR32-(3 o 6)
38-43 cm	GPDT38-(3 o 6)	GPFR38-(3 o 6)
44-53 cm	GPDT44-(3 o 6)	GPFR44-(3 o 6)
44-70* cm	GPDT-XL*	N.A.

*GPDT-XL viene solo en grosores de 3 mm. Incorpora un paraguas más ancho y una matriz en forma de U. Ideal para pacientes bariátricos.


Sección transversal



GPFR
Sin pin



GPDT
Con pin
MATRIZ REFORZADA



Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en 5 sencillos pasos

