



## CÓMO ELEGIR LA TALLA DE LOS LINERS



Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal. Utilice la tabla que figura en la página del producto para seleccionar la talla del liner.

Ejemplo: Para una circunferencia medida de 30 cm, seleccione un liner de talla 28.

## CÓMO ELEGIR LA TALLA DE LAS RODILLERAS



Mida la circunferencia de la pierna 10 cm por encima del centro de la rodilla. Utilice la tabla que figura en la página del producto para seleccionar la talla de la rodillera.

Ejemplo: Para una circunferencia medida de 32 cm, seleccione una rodillera de talla 24.