

PadSil


El PadSil se desarrolló para aumentar la comodidad del usuario en combinación con los liners ALPS®. Los usuarios más activos agradecerán el almohadillado, la suavidad y la durabilidad adicionales. Los usuarios que presentan cambios de volumen también agradecerán la capacidad del PadSil de elevar la extremidad para devolverla a la posición correcta. Se puede colocar en el fondo del encaje o dentro de un liner con pin.



Beneficios clave



Silicona blanda de calidad médica



Ayuda a mantener un contacto total



Mantiene la forma a lo largo del tiempo



Se modifica fácilmente



Se dispone de dummies de laminación PadSil azules

PadSil PDS. Tabla de medidas.

Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.

TAMAÑO MEDIDO (CM)	ALMOHADILLA DISTAL DE SILICONA	DUMMY AZUL PARA LAMINACIÓN
14-19 cm	PDS-S Ø 5,5 cm	PDSB-S
20-23 cm	PDS-M Ø 6,5 cm	PDSB-M
24-27 cm	PDS-L Ø 8 cm	PDSB-L
28-31 cm	PDS-XL Ø 9 cm	PDSB-XL
32-35 cm	PDS-XXL Ø 10,5 cm	PDSB-XXL

Sección transversal

