

Alpha® Element

Alpha Classic Liner



Cualidades del Producto

- Hecho con gel de elastómero termoplástico y aceites minerales.
- Amigable con la piel.
- Disponible en locking and cushion
- Perfil de gel progresivo: proporciona amortiguación adicional en el extremo distal y sobre la cresta tibial.

El Liner Alpha Classic con tejido Element incorpora la formulación de gel clásico patentada y agradable para la piel de WillowWood con aceites minerales que brinda comodidad y protección. El liner está disponible en tejido Element suave y duradero (en negro/gris), diseñado para facilitar la colocación del encaje protésico.

El Liner está disponible en el perfil progresivo, que permite una amplia gama de movimientos de la rodilla y proporciona una amortiguación adicional en el extremo distal y la cresta tibial, lo que hace que el liner sea adecuado para su uso en pacientes transtibiales en todos los niveles de actividad.


El liner está disponible en variantes en locking o cushion: los liner 's con bloqueo cuentan con un paraguas en forma de acordeón (que cambia de tamaño a medida que cambia el tamaño del forro), lo que permite que el forro se mezcle suavemente con la anatomía de la extremidad y garantice un ajuste cómodo.

El Liner está disponible en seis tamaños. (Small, Medium, Medium Plus, Large, Large Plus and Extra Large) haciéndolo adecuado para su uso por la mayoría de usuarios transtibiales.

Tamaños de Liner:

Medición proximal

19 - 30 cm 24 - 46 cm 30 - 54 cm 33 - 64 cm 41 - 80 cm 46 - 90 cm



Small Medium Medium Plus Large Large Plus Extra Large

Medición distal

Código:

Size	Cushion Item #	Locking Item #
Small	A3E0-6393	A3E2-6393
Medium	A3E0-6390	A3E2-6390
Medium Plus	A3E0-6394	A3E2-6394
Large	A3E0-6396	A3E2-6396
Large Plus	A3E0-6398	A3E2-6398
Extra Large	A3E0-6397	A3E2-6397