



Uneo



El valor entre paréntesis se aplica a la versión 6Y523



Referencia	6Y520=*-5/-9	6Y523
Nivel de amputación	transtibial (TT)	transtibial (TT)
Conexión distal	sin	sin
Cobertura textil	cobertura textil opcional (antracita (-5) o beige (-9))	con (antracita)
Diseño del encaje	encaje de presiones específicas de contacto total	encaje de presiones específicas de contacto total
Matriz	sin	sin
Tallas en mm (ver circunferencia distal)	190 mm, 230 mm, 290 mm, 330 mm, 400 mm	190 mm, 210 mm, 230 mm, 250 mm, 290 mm, 310 mm

i Medir la circunferencia del muñón 4 cm por encima del extremo distal del muñón y seleccionar el tamaño del liner que corresponda a esta medida o al siguiente tamaño más pequeño.

Referencia (ejemplo de pedido)

Referencia	=	Talla (-textil)
6Y520	=	290 (-5)

Uneo Skinguard



Referencia	6Y522=*-G	6Y523=*-G
Skinguard	con propiedades antibacterianas que mejoran la higiene y protegen el liner	
Nivel de amputación	transtibial (TT)	transtibial (TT)
Conexión distal	sin	sin
Cobertura textil	sin	con (antracita)
Diseño del encaje	encaje de presiones específicas de contacto total	encaje de presiones específicas de contacto total
Matriz	sin	sin
Tallas en mm (ver circunferencia distal)	190 mm, 210 mm, 230 mm, 250 mm, 290 mm, 310 mm	

i Medir la circunferencia del muñón 4 cm por encima del extremo distal del muñón y seleccionar el tamaño del liner que corresponda a esta medida o al siguiente tamaño más pequeño.

Referencia (ejemplo de pedido)

Referencia = Talla -G (-Skinguard)
6Y523 = 290 (-G)