

KNEE ROTATION ADAPTER



UNITY[®]
COMPATIBLE

El adaptador de rotación de rodilla permite una rotación de 360° de la parte inferior de la pierna.

La rotación se inicia de forma sencilla con solo pulsar un botón. La unidad se vuelve a bloquear automáticamente en la posición neutra.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Permite la rotación de la pierna/prótesis.
- Fácil de utilizar: solo hay que presionar un botón para iniciar la rotación.
- La unidad se bloquea automáticamente en posición neutra.
- Facilita la realización de actividades en poco espacio (por ejemplo, conducir un coche).
- Facilita actividades cotidianas como ponerse los zapatos.
- El paciente puede adoptar posturas complejas que de otro modo no podría (por ejemplo, sentarse con las piernas cruzadas).
- Permite cambios de posición en la postura sentada. not otherwise do (e.g. sitting with legs crossed)

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transfemoral y desarticulación de rodilla
Niveles de impacto:	Bajo a moderado
Peso máximo del usuario:	125kg (275lbs)



RESISTENTE A
CONDICIONES
CLIMÁTICAS ADVERSAS

INFORMACIÓN DE PEDIDO

KNEE ROTATION ADAPTER

Ref.	Descripción	Material	Altura	Altura de montaje	Peso
A-554300	Knee Rotation Adapter	Acero inoxidable	42mm	27mm	210g