



## F3 AFO

Órtesis Anterior de Tobillo y Pie  
con Retroalimentación Dinámica

OPTIMAMENTE DISEÑADO PARA  
PACIENTES CON PROBLEMAS  
DE DEXTERIDAD



## INDICACIONES

### DEBILIDAD AMBULATORIA ASOCIADA CON

- ✓ La Caída del Pie
- ✓ Golpe de Pie
- ✓ Esclerosis Múltiple
- ✓ Distrofia Muscular
- ✓ Lesiones Cerebrales Traumáticas
- ✓ Charcot Marie-Tooth
- ✓ Tendinosis de Aquiles
- ✓ Síndrome de Guillain-Barré
- ✓ Síndrome Post Poliomielitis
- ✓ Stroke
- ✓ Parálisis Cerebral
- ✓ Myelomeningocele
- ✓ Artrosis de Medio Pie y Tobillo

## BENEFICIOS DEL F3 AFO

### FORMA

Hecho a mano y con un acabado elegante, logrando el equilibrio perfecto entre construcción liviana y durabilidad.

### ÍNTIMO

Fabricado con el usuario final en mente, el F3 AFO de Thrive viene en cinco tamaños convenientes con reposapiés recortables para un ajuste ergonómico e íntimo.

### FUNCIÓN

Diseñado estratégicamente para mejorar la retroalimentación dinámica a lo largo del ciclo de la marcha.

## F3 AFO GUÍA DE TALLAS

|  |       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE PIEZA                                                                     | TALLA | TALLA DE ZAPATO DE MUJER EN US.                                                       | TALLA DE ZAPATO DE HOMBRE EN US.                                                      | LONGITUD DE PLACA DE PIE (pulgadas)                                                   | ALTURA DE APOYO (pulgadas)                                                            |
| AXSLT OR AXSRT                                                                      | XS    | 6-8.5                                                                                 | 5-7                                                                                   | 9"                                                                                    | 13"                                                                                   |
| ASLT OR ASRT                                                                        | S     | 9-10                                                                                  | 7.5-9.5                                                                               | 9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "                                                       | 14"                                                                                   |
| AMLT OR AMRT                                                                        | M     | 10.5-12                                                                               | 10-11                                                                                 | 10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "                                                      | 15"                                                                                   |
| ALLT OR ALRT                                                                        | L     | 12.5-14                                                                               | 11.5-13                                                                               | 11"                                                                                   | 16"                                                                                   |
| AXLLT OR AXLRT                                                                      | XL    | 14.5-16                                                                               | 13.5-15                                                                               | 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "                                                      | 17"                                                                                   |

LAS RECOMENDACIONES DE MONTAJE SE BASAN EN TAMAÑOS PREFABRICADOS SIN MODIFICACIÓN