



## F5 SPIRAL AFO

Órtesis de Tobillo y Pie con  
Retroalimentación Dinámica

OPTIMAMENTE DISEÑADO PARA  
PACIENTES CON PROBLEMAS  
DE DEXTERIDAD



## INDICACIONES

### DEBILIDAD AMBULATORIA ASOCIADA CON

- ✓ La Caída del Pie
- ✓ Golpe de Pie
- ✓ Esclerosis Múltiple
- ✓ Distrofia Muscular
- ✓ Lesiones Cerebrales Traumáticas
- ✓ Charcot Marie-Tooth
- ✓ Tendinosis de Aquiles
- ✓ Síndrome de Guillain-Barré
- ✓ Síndrome Post Poliomieltis
- ✓ Stroke
- ✓ Parálisis Cerebral
- ✓ Myelomeningocele
- ✓ Artrosis de Medio Pie y Tobillo

## BENEFICIOS DEL F5 AFO

### FORMA

Hecho a mano y con un acabado elegante, logrando el equilibrio perfecto entre construcción liviana y durabilidad.

### ÍNTIMO

Fabricado con el usuario final en mente, el F3 AFO de Thrive viene en cinco tamaños convenientes con reposapiés recortables para un ajuste ergonómico e íntimo.

### FUNCIÓN

Diseñado estratégicamente para mejorar la retroalimentación dinámica a lo largo del ciclo de la marcha.

## F5 AFO GUÍA DE TALLAS

NÚMERO DE PIEZA	TALLA	TALLA DE ZAPATO DE MUJER EN US.	TALLA DE ZAPATO DE HOMBRE EN US.	LONGITUD DE PLACA DE PIE (pulgadas)	ALTURA DE APOYO (pulgadas)
SXSLT OR SXSR	XS	5.5 - 7.5	4.5 - 6.5	8 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	12
SLLT OR SSRT	S	8 - 9.5	7 - 8.5	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	13
SMLT OR SMRT	M	10 - 12	9 - 11	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14
SLLT OR SLRT	L	12.5 - 14.5	11.5 - 13.5	11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	15
SXLLT OR SXLR	XL	15 +	14 - 16	12	16

LAS RECOMENDACIONES DE MONTAJE SE BASAN EN TAMAÑOS PREFABRICADOS SIN MODIFICACIÓN